

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве»



Сафонкина С.Г.

24 сентября 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Мир дезинфекции»



О.М. Хильченко

24 августа 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 56/18
по применению средства «DGM Steriguard EASY Enzy»
для предварительной, окончательной и предстерилизационной
очистки медицинских изделий

г. Москва, 2018

ИНСТРУКЦИЯ № 56/18
по применению средства «DGM Steriguard EASY Enzy»
для предварительной, окончательной и предстерилизационной очистки
медицинских изделий

Инструкция разработана: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (Сафонкина С.Г., Скосарев С.В.), ДГМ Фарма-Аппарате Хандель АГ, Швейцария (Лайош Лакатос)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство для предварительной, окончательной и предстерилизационной очистки «DGM Steriguard EASY Enzy» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета со специфическим запахом. Содержит комплекс поверхностно-активных веществ (ПАВ) - 25%, комплекс ферментов (протеаза, липаза и амилаза), комплекс стабилизаторов ферментов, биоцид и консервант. рН 1% раствора средства - $6,5 \pm 1,5$.

Средство выпускается в полимерных флаконах 1 дм³, в полимерных канистрах вместимостью 5 дм³, другой полимерной таре по действующей нормативно-технической документации.

Срок годности средства при соблюдении условий хранения составляет 2 года, рабочих растворов – 3 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.

Средство сохраняет свои свойства после замораживания.

Рабочие растворы бесцветные, прозрачные с легким специфическим запахом.

1.2. Средство обладает хорошими моющими свойствами при малом пенообразовании, обеспечивает высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и др. загрязнений. Комплекс ферментов способствует гидролизу белков, жиров и углеводов до аминокислот, глицерола и глюкозы, хорошо растворимых в воде, что позволяет легко удалять органические загрязнения.

Средство не обладает корродирующим действием на изделия из нержавеющей стали, алюминия, латуни, титана, олова; не повреждает изделия из стекла, тефлона, полимерных материалов, в т. ч. резин; не повреждает детали специализированных моечно-дезинфицирующих машин и репроцессоров для обработки гибких эндоскопов, ультразвуковых установок.

1.3. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу средство относится к 4 классу мало опасных веществ согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76; при введении в брюшную полость средство относится к 5 классу практически нетоксичных веществ (по классификации К.К. Сидорова). При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести средство и его рабочие растворы мало опасны. Средство не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием.

Концентрат средства оказывает раздражающее действие при контакте с кожей и конъюнктивой глаза. Рабочие растворы при однократном воздействии не обладают местным раздражающим эффектом при контакте с кожей и обладают слабым раздражающим действием на слизистые оболочки глаз.

Рабочие растворы не обладают общим токсическим действием при контакте с кожей.

1.4. Средство предназначено для применения в медицинских организациях различного профиля, включая отделения детские и неонатологии:

- для окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов в моечно-дезинфицирующих машинах и репроцессорах, зарегистрированных для этих целей в установленном порядке;

- для предварительной очистки жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним

ручным способом;

- для окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) ручным способом;

- для очистки (мойки), предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, медицинских и других изделий (объектов) из термолабильных (латекс, резины, пластмассы) и термостабильных (металлы, стекло) материалов, включая хирургические (в т.ч. микрохирургические и офтальмологические) и стоматологические (в т.ч. вращающиеся) инструменты, сеток для хирургических инструментов и др. изделий, комплектующих для аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких, лабораторной посуды, изделий из стекла, включая бутылочки для детского питания, предметов по уходу за больными (подкладных суден, уток), жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом (в ультразвуковых установках, моюще-дезинфицирующих машинах, специализированных установках, зарегистрированных для этих целей в установленном порядке).

- предстерилизационной очистки гибких и жестких эндоскопов, окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) ручным способом и механизированным способом (в моюще-дезинфицирующих машинах с дозирующими устройствами (циркуляторного типа) и специализированных моечно-дезинфицирующих машинах для гибких эндоскопов (репроцессорах)).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства для ручного способа обработки готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем смешивания соответствующих количеств средства с питьевой водой (табл. 1). Для приготовления растворов комнатной температуры используют воду с температурой не ниже 18°C. Для улучшения очистки возможно увеличение температуры до 40-45°C, которая в процессе очистки не поддерживается.

2.2. При механизированном способе обработки жестких и гибких эндоскопов в специализированных моечно-дезинфицирующих машинах и репроцессорах, необходимо залить концентрат раствора в резервуар машины или подключить к рабочему насосу машины в зависимости от принципа работы оборудования. Получение рабочего раствора производится автоматически. Для этого необходимо провести настройку машины для подачи концентрата, обеспечивающую получение готового рабочего раствора в необходимой концентрации (табл. 5-7). Настройку выполнить в соответствии с Руководством (Инструкцией) по эксплуатации установки.

2.3. Рабочие растворы средства в ультразвуковых установках любого типа готовят непосредственно в ваннах установок путем добавления соответствующего количества средства к питьевой воде (табл. 1). Для приготовления растворов комнатной температуры используют воду с температурой не ниже 18°C. Для улучшения очистки возможно увеличение температуры до 40-45°C, которая в процессе очистки не поддерживается.

Таблица 1.

Ингредиенты для приготовления рабочих растворов средства «DGM Steriguard EASY Enzy»

Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Количество ингредиента (мл), необходимое для приготовления рабочего раствора объемом					
	1 л		3 л		5 л	
по препарату	Средство	Вода	Средство	Вода	Средство	Вода
0,5	5	995	15	2985	25	4975
1,0	10	990	30	2970	50	4950

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Предстерилизационную очистку медицинских изделий (кроме эндоскопов и инструментов к ним) средством «DGM Steriguard EASY Enzy» проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в установленном порядке и разрешенным к применению в медицинских организациях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

3.2. Очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях», МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним».

3.3. Предстерилизационную очистку изделий, а также окончательную очистку эндоскопов (перед ДВУ) раствором средства ручным способом проводят в пластмассовых, стеклянных или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая заполнение им всех каналов и полостей раствором, избегая образования воздушных пробок. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

3.4. Предстерилизационную очистку медицинских изделий ручным способом проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 2.

3.5. Предстерилизационную очистку медицинских изделий, включая хирургические (в т.ч. микрохирургические) и стоматологические (в т.ч. вращающиеся) инструменты механизированным способом в ультразвуковых установках проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 3.

3.6. Предварительную очистку гибких и жестких эндоскопов осуществляют согласно нормативной документации (п.3.2. настоящей инструкции), используя 0,5% (по препарату) раствор средства.

3.7. Окончательную очистку эндоскопов перед ДВУ ручным способом проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 4.

3.8. Окончательную очистку жестких и гибких эндоскопов перед ДВУ механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах, установках типа «КРОНТ» и репроцессорах проводят 0,5% раствором средства при времени обработки от 1 - 5 минут, табл. 5. Разведение средства водой в установках производится в автоматическом режиме.

3.9. Окончательную очистку (перед ДВУ) эндоскопов в установках **Флэкс Эндо (АО «ТЗМОИ»)** проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в таблице 6

3.10. Предстерилизационную очистку жестких эндоскопов механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах проводят в соответствии с руководством по эксплуатации используемого оборудования и режимам, указанным в таблице 7.

3.10. Рабочие растворы средства используют однократно.

3.11. Качество предстерилизационной очистки изделий проверяют путем

постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№ МУ-287-113 от 30.12.98 г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Постановка фенолфталеиновой пробы на наличие остаточного количества щелочных компонентов моющих средств не требуется.

Таблица 2

Режим предстерилизационной очистки медицинских изделий (кроме эндоскопов и инструментов к ним) рабочим раствором средства «DGM Steriguard EASY Enzy» ручным способом

Этапы очистки	Режим очистки		
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/обработки, мин.
Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий: • простой конфигурации	0,5	Не менее 18*	10
	• имеющих замковые части, каналы или полости		1,0
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: • изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания	То же	0,5
			1,0
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		3,0
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса)	Не нормируется		0,5

Примечание: *- для улучшения очистки возможно увеличение температуры до 40-45°С, которая в процессе очистки не поддерживается.

Таблица 3

Режимы предстерилизационной очистки хирургических, стоматологических инструментов рабочим раствором средства «DGM Steriguard EASY Enzy» механизированным способом в ультразвуковых установках

Этапы проведения очистки	Режим очистки		
	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Температура °С	Время выдержки (мин)
Ультразвуковая обработка изделий при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам) из металлов, стекла, резин, пластмасс: - не имеющих замковых частей и полостей; стоматологических материалов; - имеющих замковые части и полости	0,5	Не менее 18	5
	0,5		10
	1,0		5
Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки	Не нормируется		3,0
Ополаскивание дистиллированной водой вне установки	Не нормируется		0,5

Примечание: *- для улучшения очистки возможно увеличение температуры до 40-45°С, которая в процессе очистки не поддерживается.

Таблица 4

Режимы окончательной перед ДВУ очистки эндоскопов раствором средства «DGM Steriguard EASY Enzy» ручным способом

Этапы очистки	Режим очистки		
	Концентрация рабочего раствора(по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/ обработки на этапе, мин.
Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия	0,5	Не менее 18*	10
Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание, в соответствии с требованиями СП 3.1.3263-15 и рекомендациями производителя	0,5	Та же	Не нормируется
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью вспомогательных приспособлений)	Не нормируется		3,0
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью вспомогательных приспособлений)	Не нормируется		1,0

Примечание: *- для улучшения очистки возможно увеличение температуры до 40-45°С, которая в процессе очистки не поддерживается.

Таблица 5

Режим окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ раствором средства «DGM Steriguard EASY Enzy» механизированным способом в моечно-дезинфицирующих машинах и репроцессорах

Этапы обработки	Концентрация растворов (по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/ обработки на этапе, мин.
Обработка медицинских изделий, включая хирургические, стоматологические инструменты, эндоскопы, в соответствии с Руководством (Инструкцией) по эксплуатации установки	0,5	Не менее 18*	В соответствии программой работы установки, от 1 до 10 минут
Ополаскивание в соответствии с режимом работы установки	Не нормируется		Не менее 3,0

Таблица 6

Режимы окончательной очистки гибких эндоскопов перед ДВУ раствором средства «DGM Steriguard EASY Enzy» в машинах моечно-дезинфицирующих для обработки гибких эндоскопов по ТУ 9451-179-12517820-2016 ФЛЕКС ЭНДО (АО «ТЗМОИ»)

Этапы очистки	Режим очистки		
	Концентрация рабочего раствора(по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/ обработки на этапе, мин.
Обработка эндоскопов в установке	0,5	Не менее 18	1-10
Ополаскивание в соответствии с режимом работы установки	Не нормируется		Не менее 3,0

Таблица 7

Режимы предстерилизационной очистки жестких эндоскопов раствором средства «DGM Steriguard EASY Enzy» в моечно-дезинфицирующих машинах

Этапы очистки	Режим очистки		
	Концентрация рабочего раствора(по препарату), %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/ обработки на этапе, мин.
Обработка эндоскопов в установке	0,5	Не менее 18	1-10
Ополаскивание в соответствии с режимом работы установки	Не нормируется		Не менее 3,0

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.
- 4.2. Работу со средством проводить в резиновых перчатках.
- 4.3. Обработку возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.
- 4.4. Емкости с раствором средства должны быть плотно закрыты.
- 4.5. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После работы вымыть лицо и руки с мылом.
- 4.6. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных веществ.
- 4.7. По истечении срока годности использование средства запрещается.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия. Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства.

5.2. При случайном попадании средства в глаза их следует промыть проточной водой в течение 10-15 минут.

5.3. При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.

5.4. При попадании средства в желудок необходимо дать выпить пострадавшему несколько стаканов с 10-20 измельченных таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости - обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Средство контролируется по показателям качества, указанным в табл. 8.

Таблица 8

Показатели и нормы для средства «DGM Steriguard EASY Enzy»

№	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид, цвет и запах	Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета со специфическим запахом
2.	Показатель активности водородных ионов 1% рабочего раствора средства, pH	6,5±1,5
3.	Качественный тест на ферментативную активность	Положительный

6.2. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид и цвет средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

6.3. Определение показателя активности водородных ионов (pH) 1% рабочего раствора средства.

Показатель активности водородных ионов (pH) 1% рабочего раствора средства, приготовленного на воде питьевого качества, измеряют потенциометрическим методом по ГОСТ 32385-2013 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности

водородных ионов (рН)».

6.4. Определение ферментной активности

Определение ферментной активности проводят с использованием качественного метода, основанного на разрушении эмульсии желатина на полоске фотопленки ферментами.

6.4.1. Средства измерения, реактивы, материалы.

Средства измерения, реактивы, материалы.

Весы лабораторные по ГОСТ Р 53228-2008 с наибольшим пределом взвешивания до 200 г или аналогичные.

Магнитная мешалка

Водяная баня, нагревательная плитка с возможностью регулировки температуры растворов средства в диапазоне $47,0 \pm 2,0^{\circ}\text{C}$

Термометр по ГОСТ 27544-87

Секундомер

Стаканы, пробирки ГОСТ 25336-82

Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98

Фотопленка Кодак (35 мм) неэкспонированная:

Черно-белая (кодак ТМХ 100), цветная (кодак колор 100, кодак голд 100, коника колор VX 200).

6.4.2. Проведение анализа

Готовят 1,0% раствор средства, используя водопроводную воду питьевого качества.

Разогревают водяную баню до температуры $47,0 \pm 2,0^{\circ}\text{C}$

Фотопленку нарезают полосками шириной приблизительно 10 мм и высотой не менее высоты пробирки. Неиспользованную часть пленки помещают в ее пластиковый футляр и хранят в сухом прохладном месте.

Заполняют пробирки 1,0% раствором, так чтобы в них можно было погрузить часть полоски фотопленки.

Помещают пробирки в водяную баню и нагревают раствор средства до температуры $47,0 \pm 2,0^{\circ}\text{C}$, используя для проверки температуры термометр. Погружают по одной полоске фотопленки в каждую пробирку и включают секундомер (таймер). Через 30 минут полоску вынимают из раствора с помощью пинцета и протирают обе поверхности полоски тканью, протягивая полоску между пальцами, равномерно и мягко сжимая ее, сверху вниз для удаления имеющейся на пленке желатиновой эмульсии. Как правило, раствор мутнеет при расщеплении желатиновой эмульсии.

Тест считают положительным (ТЕСТ ПРОЙДЕН), если желатиновая эмульсия полностью сошла с конца пленки. Для анализа используют не менее 3 пробирок с раствором, для каждой партии тест повторяют дважды.

При использовании черно-белой пленки 30 минутное погружение может быть уменьшено до 15 минут.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Транспортирование средства осуществляют в оригинальных упаковках производителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары при температуре от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

7.2. Средство следует хранить в плотно закрытой упаковке в темном месте при

температуре от 0°С до +30°С вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей, в местах, не доступных детям.

7.3. При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки).

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающими жидкость веществами и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды.

7.4. Меры защиты окружающей среды - не допускать попадания неразбавленного средства в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.