



УНП 100603397
ОКПО 37600054

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДРАРОЎЯ
МІНГАРВЫКАНКАМА

**УСТАНОВА АХОВЫ ЗДРАРОЎЯ
«5-Я ГАРАДСКАЯ
КЛІНІЧНАЯ БАЛЬНІЦА»**

вул. Філатава, 9, 220026, г. Мінск
тэл. (017) 295-31-01, факс: (017) 296-45-16
р/р ВУ90ВЛВВ36040100603397001001
ЦБП № 521 ААТ «Белінвестбанк»,
г. Мінск вул. Філатава, 12, код ВЛВВВУ2Х

19.10.2023 № 01-10/661

На № _____ ад _____

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНГОРИСПОЛКОМА

**УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«5-Я ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»**

ул. Филатова, 9, 220026, г. Минск
тел. (017) 295-31-01, факс: (017) 296-45-16
р/с ВУ90ВЛВВ36040100603397001001
ЦБУ № 521 ОАО «Белинвестбанк»,
г. Минск ул. Филатова, 12, код ВЛВВВУ2Х

Руководителю

ООО «Фармстандарт-Медтехника»

Отзыв о плазменном стерилизаторе
PHS ПС-150 (производитель АО «ТЗМОИ»)

В июне 2023 года на объект строительства: «Реконструкция неврологического корпуса 5-ой городской клинической больницы» была произведена закупка стерилизующего оборудования российского производителя АО «ТЗМОИ», наименование - Стерилизатор плазменный низкотемпературный в исполнении PHS ПС-150 с принадлежностями, в количестве 1 штуки.

Плазменный стерилизатор PHS ПС-150 в нашем учреждении решает задачу обработки термочувствительных изделий медицинского назначения, таких как эластичные инструменты из резины, различные инструменты к эндоскопическому оборудованию.

Стерилизатор отличается компактными размерами, прост в подключении, поскольку для его работы требуется только электрическая розетка, и легко передвигается и обслуживается благодаря наличию встроенных колёс. Процедура заполнения стерилизационной камеры медицинскими изделиями упрощена благодаря ножной педали, позволяющей управлять движением двери. Программное обеспечение аппарата открывает персоналу возможность архивировать данные и хранить историю процесса стерилизации.

Преимуществом является пероксид водорода для плазменного

стерилизатора PHS ПС-150, так как он поставляется в герметичном флаконе, который рассчитан на проведение 50 стерилизационных циклов. Данное условие позволяет разумно использовать средства учреждения на закупку расходных материалов, а также сокращает количество заправок стерилизатора пероксидом, повышая его производительность.

Персонал, ответственный за эксплуатацию и обслуживание плазменного стерилизатора PHS ПС-150, отмечает быстроту цикла, удобное меню управления и контроля параметров и эффективность стерилизации, подтвержденную специализированными индикаторами контроля.

Стерилизатор PHS ПС-150 производителя АО «ТЗМОИ» - это надежное, эффективное и безопасное стерилизующее оборудование для проведения обработки инструментов, чувствительных к воздействию высоких температур.

Зам. главного врача по хирургии



Машкевич О.Н.