

# ШРЕДЕР ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ DGM ZZ/ZZ-S

Шредер ZZ/ZZ-S предназначен для деструкции медицинских отходов, прошедших предварительное обеззараживание.

## Особенности

- ☑ Высокая производительность, до 800 л/цикл; уменьшение объема отходов не менее 50%
- 🛡 Безопасность: крышка загрузочного контейнера (хоппера); система безопасности — автоблокировка ножей при открытии крышки хоппера; автоматический реверс; аварийная кнопка
- ◻ Универсальность: возможность деструкции всех типов медицинских отходов
- 👍 Простота в эксплуатации и обслуживании



Паровые стерилизаторы DGM предназначены для стерилизации паром хирургических инструментов, текстиля, одежды, изделий из резины, металлической и пластиковой посуды, стекла. Используются в больницах (ЦСО, молочных кухнях, прачечных). Благодаря широкому выбору объема, паровые стерилизаторы DGM применяются также в лабораториях, в фармацевтической, ветеринарной, пищевой промышленности.

## Технические характеристики

Параметр	DGM ZZ-S	DGM ZZ
Объем хоппера, л	55	100
Потребляемая мощность, кВт	4	7,5

\* STU – стерилизационная единица (модуль) 300 x 300 x 600 мм