








ШКАФ ДЛЯ СУШКИ И АСЕПТИЧЕСКОГО ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ DGM SI / SA

Особенности

-  Доступны в проходном и непроходном исполнении
-  Экономия рабочего пространства: шкаф позволяет вместить до 2х загрузок моечно-дезинфекционных машин одновременно
-  Полный контроль стерильности воздуха в камере: воздух пропускается через систему фильтрации HEPA, которая удаляет из него любые микроорганизмы
-  Возможна дополнительная обработка УФ-лампами (опция)
-  Избыточное давление в камере блокирует поступление «грязного воздуха» извне, тем самым сохраняя асептическую атмосферу в камере
-  Система сушильного шкафа отслеживает температуру и давление в камере
-  Лево/правосторонняя конфигурации дверей



Технические характеристики

Параметр	DGM SI	DGM SA
Вместимость (кол-во эндоскопов), шт	16 DIN 1/1 корзин (18DIN 1/1 корзин – опция)	до 36 анестезиологических шлангов / 18 анестезиологических мешков и 8 DIN 1/1 корзин (9 DIN 1/1 корзин – опция)
Регулировка температуры	От температуры внешней среды до +80°C	
Асептическое время хранения, ч.	От 0 до 999 мин.	
Потребляемая мощность, кВт	1,8	
Электропитание, В/Гц	230/50 Другие параметры подключения доступны по запросу	