

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Средство индивидуальной защиты дерматологическое регенерирующее:**

**Крем регенерирующий "DGM"**

(ООО «ОРБИТА СП», Россия)

### 1. Общие сведения

- 1.1 Крем регенерирующий "DGM" (далее – крем) представляет собой однородную массу без посторонних примесей с запахом применяемой отдушки. Цвет от белого до кремового.
- 1.2 Состав крема включает активные увлажняющие и смягчающие компоненты: глицерин, воск эмульсионный, масло оливковое, воск пчелиный, глицерин, д-пантенол, аллантоин, витамины, масло рыжиковое, карбамид.
- 1.3 Крем интенсивно увлажняет и питает, способствует регенерации естественного барьера кожи.
- 1.4 Быстро впитывается не оставляя ощущения липкости.
- 1.5 Микробиологические показатели, содержание токсичных элементов (ртуть, мышьяк, свинец), показатели кожно-резорбтивного, раздражающего, сенсibiliзирующего действия не превышают норм, установленных в ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
- 1.6 Продукт соответствует ГОСТ 31460-2012, ТР ТС 019/2011.

### 2. Применение

- 2.1 Крем предназначен для защиты кожи рук и открытых участков кожи работников промышленных предприятий, а также предприятий любого профиля, включая медицинский персонал. Для смягчения, питания и интенсивной регенерации кожи рук после выполнения работ, связанных с применением веществ раздражающего действия. Подходит для восстановления кожи после контакта с агрессивными веществами, моющими, дезинфицирующими и антисептическими средствами.

2.2 Способ применения: нанести крем на чистую, сухую кожу, мягко помассировать до полного впитывания.

### 3. Меры предосторожности

3.1 . С осторожностью применять при индивидуальной чувствительности к компонентам.

3.2 Избегать контакта с глазами, при попадании –промыть глаза водой.

3.3 Только для наружного применения.

3.4 Не использовать по истечении срока годности

### 4. Упаковка. Транспортировка. Хранение

4.1 Крем выпускают во тубах и флаконах из полимерных материалов емкостью 100мл и 500мл соответственно.

4.2 Транспортировку осуществляют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.3 Крем хранят при температуре не ниже 0°С и не выше плюс 25°С в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя.

4.4 Не допускается хранить продукцию под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов.

4.5 Срок годности – 30 месяцев при соблюдении условий хранения. Срок годности после вскрытия – 12 месяцев.

Главный технолог  
ООО «ОРБИТА СП»



Плёткина К.В.