

09.11.2020 № ФН

Отзыв об эксплуатации парового стерилизатора DGM AND-150 в непроходном исполнении в Скандинавском Центре Здоровья г. Москвы.

Скандинавский центр здоровья — это современная многопрофильная медицинская клиника, оказывающая полный перечень услуг взрослому населению. Клиентам организации доступен широкий спектр услуг по диагностике, лечению и профилактике разных заболеваний, реабилитации после перенесенных травм. При работе с пациентами во всех направлениях медицинских услуг в нашем центре, мы должны всегда быть уверены, что все изделия медицинского назначения стерильны и безопасны, так как мы несем ответственность за оказанное нам доверие.

В 2019 году мы приняли решение о закупке нового стерилизационного оборудования взамен устаревшего, и наш выбор остановился на паровом стерилизаторе DGM AND-150, страна производства Польша.

Паровой стерилизатор DGM AND-150 имеет вместительную камеру, что полностью соответствует нашим потребностям, а его компактный размер позволяет рационально использовать небольшое пространство помещения нашего стерилизационного отделения. Ежедневно с помощью стерилизатора AND-150 персоналом стерилизационной осуществляется проведение 5-6-ти циклов. Общая продолжительность стерилизационного цикла при выполнении стандартного короткого режима не превышает 30-40 минут, что позволяет оперативно проводить стерилизацию дефектурных дорогостоящих изделий.

Стерилизатор имеет полностью автоматического управление, что очень облегчает работу медицинскому персоналу, все параметры цикла стерилизации: температура, давление, время, фаза и прочее отображаются в табличном и графическом виде на большом сенсорном жидкокристаллическом экране. Вся информация о пройденном цикле автоматически формируется с помощью встроенного принтера в виде чека. Большое количество программ стерилизации позволяет обрабатывать весь перечень инструментов и материалов в нашем центре.

Паровой стерилизатор DGM AND-150 оснащен транспортной и загрузочной тележками, которые облегчают процесс загрузки и выгрузки изделий и материалов, обеспечивая медицинскому персоналу удобство и комфорт эксплуатации, а также экономию времени.

За период эксплуатации паровой стерилизатор DGM AND-150 зарекомендовал себя как эффективное, надежное и безопасное оборудование, позволяющее обеспечить высокое качество стерилизации изделий медицинского изделия.

Начальник отдела эксплуатации
медицинского оборудования



Покидов С.Ю.