

Фармстандарт-Медтехника

Современные системы
инфекционного контроля

ТЗМОИ

КАТАЛОГ

запасные части



**Аквадистиллятор
электрический
PHS Aqua 4**

02.2015

Датчик уровня**Параметры:**

Артикул		
Обозначение		
Диаметр	мм	--
Длина	мм	--
Масса,	кг	0,005
Количество	шт	1
Период использования		действ.

Наконечник**Параметры:**

Артикул		
Обозначение		--
Диаметр,	мм	--
Длина	мм	--
Масса,	кг	--
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Переключатель с подсветкой зеленый IRS-101-8C****Параметры:**

Артикул		
Обозначение		IRS-101-8C
Диаметр,	мм	--
Длина	мм	--
Масса,	кг	--
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Плата управления A4.09.010****Параметры:**

Артикул		409031132700
Обозначение		A4.09.010
Высота	мм	--
Масса	кг	--
Количество	шт	1
Период использования		действ.



Фторополимерная трубка TLM1209N-20**Параметры:**

Артикул		409512101500
Обозначение		TLM1209
Диаметр,	мм	12/9
Длина	мм	1
Масса,	кг	0,05
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Фторополимерная трубка TLM0403N-20****Параметры:**

Артикул		409531321900
Обозначение		TLM0403
Диаметр,	мм	4/3
Длина	мм	1
Масса,	кг	0,05
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Фторополимерная трубка TLM0604N-20****Параметры:**

Артикул		409031148900
Обозначение		TLM0604
Диаметр,	мм	6/4
Длина	мм	1
Масса,	кг	0,05
Количество	шт	1
Период использования		действ.

**Шланг G1/2xG1/2, L=0.8м****Параметры:**

Артикул		
Обозначение		--
Диаметр,	мм	--
Длина	мм	--
Масса,	кг	--
Количество	шт	1
Период использования		действ.

Электронагреватель ТЭН180.08.000**Параметры:**

Артикул		409531370600
Обозначение		ТЭН180.08.000
Длина	мм	--
Длина без втулки	мм	--
Мощность	кВт	3
Напряжение	В	220
Диаметр оболочки	мм	--
Резьба втулок для установки		--
Резьба контактных стержней		--
Масса, кг	кг	--
Период использования		действ.



ООО "Фармстандарт-Медтехника"