



DGM SI / SA

Для хирургических и анестезиологических инструментов

- ✓ Доступны в проходном и непроходном исполнении
- ✓ Экономия рабочего пространства: шкаф позволяет вместить до 2х загрузок моечно-дезинфекционных машин одновременно
- ✓ Полный контроль стерильности воздуха в камере: воздух пропускается через систему фильтрации HEPA, которая удаляет из него любые микроорганизмы
- ✓ Возможна дополнительная обработка УФ-лампами (опция)
- ✓ Избыточное давление в камере блокирует поступление «грязного воздуха» извне, тем самым сохраняя асептическую атмосферу в камере
- ✓ Система сушильного шкафа отслеживает температуру и давление в камере
- ✓ Лево/правосторонняя конфигурации дверей

Модель	Вместимость (кол-во эндоскопов), шт	Регулировка температуры	Асептическое время хранения, ч.	Потребляемая мощность, кВт	Электропитание, В/Гц
DGM SI	16 DIN 1/1 корзин (18DIN 1/1 корзин – опция)	От температуры внешней среды до +80°C	От 0 до 999 мин.	1,8	230/50 Другие параметры подключения доступны по запросу
DGM SA	до 36 анестезиологических шлангов / 18 анестезиологических мешков и 8 DIN 1/1 корзин (9 DIN 1/1 корзин – опция)				